

Information der **martens**-Hotline zum Update auf das **Laborwerte-Lexikon® 4.1**

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir freuen uns, Ihnen hiermit das Update auf die Version 4.1 des Laborwerte-Lexikons überreichen zu können. Die wichtigsten Neuerungen sind im folgenden erläutert.

Patienteninformationen

- Neu sind : Bauchumfang
- Aktualisiert wurden: Albumin im Urin, alpha-Amylase, Blutdruck, Cholesterin, CRP, Ferritin, HbA1c, HDL, Homocystein, LDL, PSA

Online-Update

- Sobald ein online-Update vorliegt, werden Sie jetzt durch eine Meldung in der Taskleiste darauf hingewiesen.
- Datenänderungen lassen sich jetzt in Echtzeit abrufen

Sonstiges

- Erweiterungen beim online-Update
- Fax-Bestellschein aktualisiert
- Es wurden umfangreiche Anpassungen an moderne Hardware- und Betriebssystemversionen innerhalb der Software vorgenommen.

Für ergänzende Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem Programm.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr mephasoft-Entwicklungs-Team von
martens – medizinisch-pharmazeutische software gmbh

Nutzen Sie das Online-Update?

Nein?

Dann wird's aber Zeit! Denn das hat folgende Vorteile für Sie:

- Sie sparen Geld
Denn das online-Update ist wesentlich kostengünstiger. Schließlich brauchen dafür keine CDs mehr erstellt und Päckchen in Handarbeit gepackt und versandt zu werden.
- Sie sparen noch mehr Geld
Denn Sie erhalten - nach diesem CD-Update-Bezug - alle online-Updates bis zum Jahresende gratis!
- Sie sparen Zeit
Sie „drücken“ nur noch auf den „berühmten Knopf“ und alles geht von selbst – ohne dass Sie eine CD einlegen oder Ähnliches. Ruckzuck ist alles von allein fertig.
- Ihre Daten sind brandaktuell
Denn sobald sich einige Datenänderungen angesammelt haben, stehen Ihnen diese postwendend per online-Update zur Verfügung.
- Ihr Programm ist brandaktuell
Denn sobald ein Service-Pack vorliegt oder eine größere Programmaktualisierung, steht sofort alles für Sie zum Download bereit.

Wie entscheiden Sie? CD-Update oder online-Update?

Natürlich haben Sie die Wahl, ob Sie nach wie vor einmal pro Jahr per CD oder laufend per online-Update aktualisieren möchten.

Wenn Sie am online-Update teilnehmen möchten (was wir empfehlen)...

dann brauchen Sie nur die online-Update-Bestellung aus dem Programm heraus auszudrucken und uns ausgefüllt zuzufaxen. Öffnen Sie im Programm „Systemverwaltung“ und dort „Update-Einstellungen“. Sie erhalten dann folgendes Fenster, aus dem Sie im unteren Teil den Fax-Bestellschein sowie Informationen zum online-Update abrufen können:

Online-Update

Einstellungen für das online-Update

keine Suche nach online-Updates

Suche nach online-Updates

- automatisch im Hintergrund
- einnert nach folgendem Zeitraum an die Suche: 1 Monat

[Hier](#) drucken Sie den Fax-Bestellschein für die online-Update-Berechtigung aus.

[Hier](#) lesen Sie, was Ihnen das online-Update bringt.

[Hier](#) ist aufgeführt, wer welche Updates herunterladen kann.

Speichern und Schließen

Installation des Updates

Damit Ihnen (für alle Fälle) nach der Installation der neuen Version auch noch die alte mit Ihren Daten zur Verfügung steht, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Datensicherung erstellen
2. Update installieren

1. Datensicherung erstellen

Sie finden diese Funktion im Menü unter „Systemverwaltung“ und dort unter „Datensicherung – Sicherung erstellen“. Nähere Hinweise zur Datensicherung finden Sie in der Programmhilfe.

2. Update installieren

Wichtig: Bitte prüfen Sie als erstes, ob auf Ihrem Rechner die Vorgängerversion 4.0 installiert ist. Andernfalls läßt sich dieses Update nicht einspielen! Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, legen Sie die CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch, sofern in Ihrem System die Autostart-Funktion aktiv ist. Andernfalls rufen Sie bitte auf:

[Start] -Button in der Taskleiste, Untermenü: **[Ausführen]**

In der Befehlszeile geben Sie dann ein: **x:setup**

Ersetzen Sie **X**: bitte durch die Kennung Ihres CD-ROM-Laufwerkes!

Klicken Sie dann auf **[OK]**

Das Installationsprogramm startet nun und führt Sie durch die Installation. Es verwendet dabei automatisch das Verzeichnis, in dem Ihre Programmversion steht. Falls das Installationsprogramm das Zielverzeichnis nicht finden kann, erhalten Sie eine Meldung, mit der Sie die automatische Suche starten können:

Automatische Suche

Wenn Sie das Zielverzeichnis kennen, empfiehlt es sich, die automatische Suche abzuschalten (Häkchen durch Anklicken löschen), weil dieser Vorgang insbesondere in großen Netzwerken sehr zeitintensiv sein kann. Geben Sie in diesem Fall das Zielverzeichnis von Hand ein.

→ **Wichtiger Hinweis zur Installation des Updates im Netz!**

Bei diesem Update werden neue Programm-Dateien auf dem Rechner installiert. Deshalb ist es erforderlich, dass das Update auf jedem Arbeitsplatz installiert wird, der mit dem Laborwerte-Programm arbeitet.

Nach dem Einspielen des Updates auf dem ersten Rechner werden bei den folgenden lediglich ein paar Einträge nachgeholt, so dass das Einspielen erheblich rascher erfolgt. Achten Sie darauf, dass Sie als Ziel der Installation immer dasselbe Verzeichnis auf dem Server angeben!

Haben Sie ergänzende Fragen? Wir sind für Sie da:

martens-Hotline

Email: info@martens.de
Internet: www.martens.de
Fax: 0 91 26/27 85 60
Telefon: 0 91 26/27 85 50, Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr