

Information der **martens**-Hotline zum Update auf das **Laborwerte-Lexikon® 4.2**

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir freuen uns, Ihnen hiermit das Update auf die Version 4.2 des Laborwerte-Lexikons überreichen zu können. Die wichtigsten Neuerungen sind im folgenden erläutert.

Datenaktualisierungen

Alle Bezieher von Online-Updates haben die Datenänderungen bereits tagesaktuell vor diesem Update erhalten.

Programmverbesserungen/Sonstiges

- Automatisierung beim Einspielen von Updates
In Netzwerken müssen Updates jetzt nur noch einmalig von CD installiert werden. Die anderen Rechner stellen danach automatisch fest, dass ein Update vorliegt und aktualisieren sich selbst.
- Programmanpassungen an aktuelle Hard- und Softwareumgebungen
- das Internet-Update Programm startet jetzt automatisch, wenn zuvor eine Update-Installation abgebrochen wurde.
- Ausdrücke aus dem Laborwerte-Lexikon können jetzt auch mit Mitarbeiter-, Saison- und Zusatztexten versehen werden.
- Es wurden umfangreiche Anpassungen an moderne Hardware- und Betriebssystemversionen innerhalb der Software vorgenommen.

Für ergänzende Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem Programm.

Mit freundlichen Grüßen

martens – medizinisch-pharmazeutische software gmbh



Dr. Frauke Martens

Nutzen Sie das Online-Update?

Nein?

Dann wird's aber Zeit! Denn das hat folgende Vorteile für Sie:

- Sie sparen Geld
Denn das online-Update ist wesentlich kostengünstiger. Schließlich brauchen dafür keine CDs mehr erstellt und Päckchen in Handarbeit gepackt und versandt zu werden.
- Sie sparen noch mehr Geld
Denn Sie erhalten - nach diesem CD-Update-Bezug - alle online-Updates bis zum Jahresende gratis!
- Sie sparen Zeit
Sie „drücken“ nur noch auf den „berühmten Knopf“ und alles geht von selbst – ohne dass Sie eine CD einlegen oder Ähnliches. Ruckzuck ist alles von allein fertig.
- Ihre Daten sind brandaktuell
Denn sobald sich einige Datenänderungen angesammelt haben, stehen Ihnen diese postwendend per online-Update zur Verfügung.
- Ihr Programm ist brandaktuell
Denn sobald ein Service-Pack vorliegt oder eine größere Programmaktualisierung, steht sofort alles für Sie zum Download bereit.

Wie entscheiden Sie? CD-Update oder online-Update?

Natürlich haben Sie die Wahl, ob Sie nach wie vor einmal pro Jahr per CD oder laufend per online-Update aktualisieren möchten.

Wenn Sie am online-Update teilnehmen möchten (was wir empfehlen)...

dann brauchen Sie nur die online-Update-Bestellung aus dem Programm heraus auszudrucken und uns ausgefüllt zuzufaxen. Und schon geht's los!

Installation des Updates

Damit Ihnen (für alle Fälle) nach der Installation der neuen Version auch noch die alte mit Ihren Daten zur Verfügung steht, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Datensicherung erstellen
2. Update installieren

1. Datensicherung erstellen

Sie finden diese Funktion im Menü unter „Systemverwaltung“ und dort unter „Datensicherung – Sicherung erstellen“. Nähere Hinweise zur Datensicherung finden Sie in der Programmhilfe.

2. Update installieren

Wichtig: Bitte prüfen Sie als erstes, ob auf Ihrem Rechner die Vorgängerversion 4.1 installiert ist. Andernfalls läßt sich dieses Update nicht einspielen! Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, legen Sie die CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk. Das Installationsprogramm startet automatisch, sofern in Ihrem System die Autostart-Funktion aktiv ist. Andernfalls rufen Sie bitte auf:

[Start] -Button in der Taskleiste, Untermenü: **[Ausführen]**

In der Befehlszeile geben Sie dann ein: **x:setup**

Ersetzen Sie **X**: bitte durch die Kennung Ihres CD-ROM-Laufwerkes!

Klicken Sie dann auf **[OK]**

Das Installationsprogramm startet nun und führt Sie durch die Installation. Es verwendet dabei automatisch das Verzeichnis, in dem Ihre Programmversion steht. Falls das Installationsprogramm das Zielverzeichnis nicht finden kann, erhalten Sie eine Meldung, mit der Sie die automatische Suche starten können:

Automatische Suche

Wenn Sie das Zielverzeichnis kennen, empfiehlt es sich, die automatische Suche abzuschalten (Häkchen durch Anklicken löschen), weil dieser Vorgang insbesondere in großen Netzwerken sehr zeitintensiv sein kann. Geben Sie in diesem Fall das Zielverzeichnis von Hand ein.

Haben Sie ergänzende Fragen? Wir sind für Sie da:

martens-Hotline

Email: info@martens.de
Internet: www.martens.de
Fax: 0 91 26/27 85 60
Telefon: 0 91 26/27 85 50, Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr